

<b>AGUJAS HIPODÉRMICAS ESTÉRILES DENTALES PROCLINIC</b>																									
<b>REFERENCIAS</b>	<p><b>74365:</b> AGUJAS 30G CORTA (21mm) PROC. ECO 100u  <b>74366:</b> AGUJAS 30G CORTA (25mm) PROCLINIC ECO 100u  <b>74367:</b> AGUJAS 27G LARGA (36 mm) PROC ECO 100u  <b>74368:</b> AGUJAS 30G EXTRA CORTA (12mm) PROC ECO 100u  <b>74369:</b> AGUJAS 30G EXTRA CORTA (16mm) PROC 100U</p>																								
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<p><b>TECNOFAR SpA</b>  Via al Piano 54/A  23020 Gordona (Sondrio)  Italy</p>																								
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aguja desechable estéril con cubo roscado para jeringas de tubo vial para anestesia dental.</li> <li>• Estas agujas solo deben ser utilizadas para uso profesional en anestesia dental</li> <li>• Con una punta triplemente afilada tratada para conseguir un efecto anti-coring</li> <li>• Con capuchón de seguridad y protector unidos en un punto soldado que garantiza la esterilidad de la aguja al usuario final</li> <li>• Esterilizado por óxido de etileno según la normativa vigente</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ø CÁNULA (mm)</th> <th>LONGITUD (mm)</th> <th>COLOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AGUJAS 30G CORTA (74365)</td> <td>0,30</td> <td>2 1</td> <td>AMARILLO</td> </tr> <tr> <td>AGUJAS 30G CORTA (74366)</td> <td>0,30</td> <td>2 5</td> <td>AMARILLO</td> </tr> <tr> <td>AGUJAS 27G LARGA (74367)</td> <td>0,40</td> <td>3 6</td> <td>GRIS</td> </tr> <tr> <td>AGUJAS 30G EXTRA-CORTA (74368)</td> <td>0,30</td> <td>1 2</td> <td>AMARILLO</td> </tr> <tr> <td>AGUJAS 30G EXTRA-CORTA (74369)</td> <td>0,30</td> <td>1 6</td> <td>AMARILLO</td> </tr> </tbody> </table>		Ø CÁNULA (mm)	LONGITUD (mm)	COLOR	AGUJAS 30G CORTA (74365)	0,30	2 1	AMARILLO	AGUJAS 30G CORTA (74366)	0,30	2 5	AMARILLO	AGUJAS 27G LARGA (74367)	0,40	3 6	GRIS	AGUJAS 30G EXTRA-CORTA (74368)	0,30	1 2	AMARILLO	AGUJAS 30G EXTRA-CORTA (74369)	0,30	1 6	AMARILLO
	Ø CÁNULA (mm)	LONGITUD (mm)	COLOR																						
AGUJAS 30G CORTA (74365)	0,30	2 1	AMARILLO																						
AGUJAS 30G CORTA (74366)	0,30	2 5	AMARILLO																						
AGUJAS 27G LARGA (74367)	0,40	3 6	GRIS																						
AGUJAS 30G EXTRA-CORTA (74368)	0,30	1 2	AMARILLO																						
AGUJAS 30G EXTRA-CORTA (74369)	0,30	1 6	AMARILLO																						
<b>COMPOSICIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CÁNULA: Acero inoxidable AISI 304</li> <li>- TAPÓN/PROTECTOR: Polipropileno</li> </ul>																								
<b>PRESENTACIÓN</b>	Caja de 100 unidades																								
<b>VIDA ÚTIL</b>	Único uso																								
<b>FINALIDAD</b>	Anestesia dental																								
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	Ver instrucciones en el producto.																								
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.																								

