

PREPARACIÓN ESTÁNDAR

Ideal para la preparación de cavidades y de coronas, para pulir y excavar

M20 L (1:1)

M07 L (2,7:1)

L68

TRANSMISIÓN
1 : 1

NÚMERO DE REVOLUCIONES MÁX.
40.000

TIPO DE FRESAS
fresa de contra-ángulo
2,35 mm



L66 B

TRANSMISIÓN
3 : 1

NÚMERO DE REVOLUCIONES MÁX.
13.300

TIPO DE FRESAS
fresa de contra-ángulo
2,35 mm



L80

TRANSMISIÓN
1 : 1

NÚMERO DE REVOLUCIONES MÁX.
40.000

TIPO DE FRESA
Fresa FG
1,6 mm



L52 Mini

TRANSMISIÓN
1 : 1

NÚMERO DE REVOLUCIONES MÁX.
40.000

TIPO DE FRESAS
fresa de contra-ángulo
2,35 mm



L68 B

TRANSMISIÓN
1 : 1

NÚMERO DE REVOLUCIONES MÁX.
40.000

TIPO DE FRESAS
fresa de contra-ángulo
2,35 mm



L67

TRANSMISIÓN
2 : 1

NÚMERO DE REVOLUCIONES MÁX.
20.000

TIPO DE FRESAS
fresa de contra-ángulo
2,35 mm



PROFILAXIS

Combinación perfecta con todos los cepillos y copas de marcas habituales

M07 L (2,7:1)

L31

TRANSMISIÓN
2 : 1

NÚMERO DE REVOLUCIONES MÁX.
aprox. 3.000

TIPO DE FRESAS
cáliz y cepillos
de pulido



L61 R

MOVIMIENTO
carrera amortiguada
0,8 mm
36 ajustes de encaje

TIPO DE FRESA
Limas interdetales,
p.ej. intensivas



L53

MOVIMIENTO

movimiento giratorio
alternado
de aprox. 60°

TIPO DE FRESAS
fresa de contra-ángulo
2,35 mm



L61 G

MOVIMIENTO
elevación amortiguada
0,8 mm
giro libre

TIPO DE FRESA
Limas interdetales,
p.ej. intensivas



CIRUGÍA

Dimensiones muy pequeñas para intervenciones microquirúrgicas

M20 L (1:1)

L22

TRANSMISIÓN
1 : 1

NÚMERO DE REVOLUCIONES MÁX.
20.000

TIPO DE FRESA
Fresa redonda
o fresa de cono en U
tamaño 0 y 2



ENDODONCIA


Para la aplicación en endodoncia en combinación con KaVo ESTÉTICA® E80, E70 o E50

M29 L (7,4:1)

L53

MOVIMIENTO
movimiento giratorio
alternativo
de aprox. 60°


TIPO DE FRESA
para instrumentos de
tratamiento de raíz
2,35 mm



L3

MOVIMIENTO
movimiento giratorio
alternativo
de aprox. 90°


TIPO DE TALADRO
para instrumentos
manuales de
tratamiento de raíz



L3 Y

MOVIMIENTO
0,4 mm recorrido de
elevación

TIPO DE TALADRO
para instrumentos
manuales de
tratamiento de raíz




L62

TRANSMISIÓN
10 : 1

NÚMERO DE REVOLUCIONES MÁX.
540

TIPO DE FRESA
para instrumentos de
tratamiento de raíz
2,35 mm



M20 L (1:1)

L68 B

TRANSMISIÓN
1 : 1

NÚMERO DE REVOLUCIONES MÁX.
40.000

TIPO DE FRESAS
fresa de contra-ángulo
2,35 mm



L66 B

TRANSMISIÓN
3 : 1

NÚMERO DE REVOLUCIONES MÁX.
13.300

TIPO DE FRESAS
fresa de contra-ángulo
2,35 mm

