

## FICHA TÉCNICA

<b>SCOTCHBOND UNIVERSAL ADHESIVE</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	<b>74942</b>	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>3M Deutschland GmbH</b> Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss Alemania	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase IIa, conforme la Directiva 93/42/CEE.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>Es un adhesivo fotopolimerizable de un componente, el cual está disponible en el blister L-Pop para la dosificación individual o en la botella para la dosificación múltiple.</p> <p><b>Características:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grabado total, Autograbado o Grabado selectivo.</li> <li>- Elija la técnica que elija, con Scotchbond™ Universal no necesitará ningún otro adhesivo. Un único producto para todas las indicaciones.</li> <li>- Ofrece una técnica de aplicación adhesiva muy sencilla, tanto para indicaciones directas como indirectas, que se adhiere a todas las superficies; esmalte, dentina, cerámica, zirconio, aleaciones preciosas y no preciosas, y composites sin 'primer' adicional.</li> <li>- Evita la sensibilidad postoperatoria.</li> <li>- Gel grabador de consistencia, colores mejorados y de fácil colocación.</li> </ul>	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Copolímero Vitrebond, monómero MDP y el silano.	
<b>PRESENTACIÓN</b>	1 unidad de 5 ml.	
<b>VIDA ÚTIL</b>	2 años.	
<b>FINALIDAD</b>	Su finalidad principal es proporcionar una fuerte adhesión entre el diente y el material restaurador, lo que ayuda a asegurar restauraciones duraderas y estables.	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	Ver en las instrucciones de uso del producto.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar Scotchbond Universal a 2-25 °C/ 36-77 °F.	

*Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.*