

FICHA TÉCNICA

SCOTCHBOND UNIVERSAL PLUS 100 L-POP		
REFERENCIAS	74981: Scotchbond Universal Plus 100 L-Pop.	
FABRICANTE / RESPONSABLE	3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss Alemania	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase IIa, conforme la Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	Es un adhesivo universal radiopaco que minimiza así el riesgo de diagnóstico erróneo por radiografías dudosas y sobretratamientos. Proporciona una adhesión excelente a todo tipo de sustratos dentales incluyendo cerámicas. Sin la necesidad de usar un primer por separado, silano o activador.	
COMPOSICIÓN	Scotchbond Universal Plus ofrece tanto seguridad en términos de biocompatibilidad al no contener derivados de BPA, como confiabilidad en diagnósticos gracias a su radiopacidad, siendo una opción avanzada para procedimientos de adhesión dental.	
PRESENTACIÓN	100 unidades monodosis L-Pop + 1 jeringa de ácido grabador 3 ml. + 25 puntas de dispensado.	
VIDA ÚTIL	3 años.	
FINALIDAD	Facilita los protocolos de una Odontología Mínimamente Invasiva adhiriendo y sellando dentina afectada por caries.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver en las instrucciones de uso del producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco a una temperatura comprendida entre 2°C a 25°C. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.