


FICHA TÉCNICA

FRESAS DE DIAMANTE PARA TURBINA MODELO 368 (BALÓN) PROCLINIC		
REFERENCIAS	<p>7515: FRESAS BALÓN F.G. 368-314-016 GRANO MEDIO PROCLINIC</p> <p>7541: FRESAS BALÓN F.G. 368-314-016 GRANO EXTRA FINO PROCLINIC</p> <p>7550: FRESAS BALÓN F.G. 368-314-016 GRANO FINO PROCLINIC</p> <p>7564: FRESAS BALÓN F.G. 368-314-016 GRANO GRUESO PROCLINIC</p>	
FABRICANTE / RESPONSABLE	<p>M.D.T. Micro Diamond Technologies Ltd. 2 Hamal Street, Industrial Park North Afula, 1857107 Israel</p>	
CLASIFICACIÓN	Producto sanitario clase IIa según Reglamento 2017/745/UE (MDR)	
DESCRIPCIÓN	<p>Fresa dental Proclinic 368 es una fresa clínica FG turbina diamantada con forma de balón de rugby, corta y grano medio.</p> <p>Fabricada con un cuerpo de acero inoxidable y recubierta de polvo de diamante mediante un proceso de revestimiento Triton que refuerza el pegado del diamante para mayor exposición..</p> <p>Menor vibración y ruido durante su uso, para una experiencia más cómoda y menos molesta para el paciente.</p> <p>Indicada para turbina (FG 314) en la preparación de cavidades y remoción de obturaciones: Botón, tallado oclusal/lingual.</p> <p>Diámetro / Tipo de grano / Longitud de parte activa / Longitud total (AOL):</p> <p>7515: 1,6 mm / Grano medio / 3,0 mm / 19 mm (AOL)</p> <p>7541: 1,6 mm / Grano extra fino / 3,0 mm / 19 mm (AOL)</p> <p>7550: 1,6 mm / Grano fino / 3,0 mm / 19 mm (AOL)</p> <p>7564: 1,6 mm / Grano grueso / 3,0 mm / 19 mm (AOL)</p> <p>Esterilizable en autoclave a 134°C</p>	
CONTENIDO	3 unidades por caja.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.