

VivaDent® Aerosol Reduction Gel


Para reducir la niebla de pulverización y el aerosol, para la limpieza ultrasónica

Nuestra auténtica
innovación con
gran impacto

Hasta

99 %


menos aerosoles*



Scaler ultrasónico **sin**
Gel reductor en aerosol

Scaler ultrasónico **con**
Gel reductor en aerosol

Menos aerosoles. Más comodidad.
Para usted y sus pacientes.



Mejor visibilidad

La menor cantidad de aerosol producida mediante contadores de escala ultrasónicos mejorará la visibilidad de su área de tratamiento.



Déjalo reposar durante

10 min

después de la mezcla.
Para obtener un resultado aún mejor, déjelo reposar durante la noche.



Mejor protección

La probabilidad de propagación de enfermedades transmitidas por el aire y la contaminación cruzada se reducen eficazmente al reducir la niebla de pulverización.



Más satisfacción

El producto proporciona una experiencia más cómoda para sus pacientes debido a que se rocía menos en la cara.

*El gel reduce la formación de aerosoles producidos por los Scaler ultrasónico hasta en un 99 por ciento. La reducción del aerosol depende de la amplitud de la punta del contador de escala ultrasónico. Cuando utilice contadores de escala ultrasónicos, observe las directrices de higiene locales y nacionales y las instrucciones del fabricante. El dispositivo debe enjuagarse con agua potable después de la limpieza ultrasónica con sVivaDent Aerosol Reduction Gel Solo apto para scalers ultrasónicos con depósito de refrigerante externo. No apto para dispositivos de pulido por aire.

ivoclar.com
Making People Smile

ivoclar