



FICHA TÉCNICA

POSTES DE FIBRA TRANSLÚCIDOS PROCLINIC		
REFERENCIAS	7745: KIT 30 POSTES 7746: 1,0 MM. 7747: 1,2 MM. 7748: 1,4 MM. 7749: 1,6 MM.	
FABRICANTE / RESPONSABLE	BILOREN S.R.L Via Alessandro Volta, 59 21047 Saronno Italy info@bioloren.com	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase IIa, Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	Postes anatómicos de fibra de vidrio translúcidos. Radiopacos.	
COMPOSICIÓN	Fibra de vidrio y resina.	
PRESENTACIÓN	8 unidades por envase. KIT: 30 postes en 4 tamaños + 4 fresas.	
VIDA ÚTIL	N/A	
FINALIDAD	Ideales para las restauraciones estéticas de cerámica y el uso con cementos de polimerización dual. Radiopacos.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No se requieren condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

PROCLINIC CARBON FIBRE REFILL		
REFERENCES	7745: KIT 30 POSTES 7746: 1,0 MM. 7747: 1,2 MM. 7748: 1,4 MM. 7749: 1,6 MM.	
MANUFACTURER	BILOREN S.R.L Via Alessandro Volta, 59 21047 Saronno Italy info@bioloren.com	
CLASSIFICATION OF THE PRODUCT	Class IIa Medical Device, according to Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	Translucent fiberglass anatomical posts. Radiopaque.	
COMPOSITION	Fiberglass and resin.	
PACKAGING	8 units per container. KIT: 30 posts in 4 sizes + 4 drills.	
SHELF LIFE	N/A	
INTENDED USE	Ideal for esthetic ceramic restorations and use with dual-curing cements. Radiopaque.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	No special storage and transport conditions are required.	