



FICHA TÉCNICA

HILO DE RETRACCIÓN BESTDENT		
REFERENCIAS	78291: HIL000B Nº 000 78292: HIL00B Nº 00 78293: HILOB Nº 0 78294: HIL1B Nº 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	J. Ripoll S.L. Rio Tiétar, 20 28119 Algete Madrid (España)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme al Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Hilo no impregnado fabricado en algodón 100 % trenzado para evitar que despeluchen, en los grosores más comunes del mercado. De fácil colocación y rápida retracción.	
ESPECIFICACIONES	Algodón puro absorbente de dos líneas. Tamaños y colores: <ul style="list-style-type: none"> • Nº 000: 0,5mm ± 0,05. Color negro. • Nº 00: 0,6mm ± 0,05. Color amarillo. • Nº 0: 0,8mm ± 0,05. Color morado. • Nº 1: 0,9mm ± 0,05. Color azul. 	
COMPOSICIÓN	Algodón.	
ENVASE	Envases con 2 metros de hilo.	
VIDA ÚTIL	Debido a las características del producto, el hilo de retracción no tiene una fecha de caducidad definida.	
FINALIDAD PREVISTA	Es un producto de uso en odontología para la retracción de encías y se suelen usar combinados con líquidos de retracción	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Solamente para uso profesional dental. Producto de un solo uso. No estéril.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT RETRACTION CORD		
REFERENCES	78291: HIL000B Nº 000 78292: HIL00B Nº 00 78293: HILOB Nº 0 78294: HIL1B Nº 1	
MANUFACTURER	J. Ripoll S.L. Rio Tiétar, 20 28119 Algete Madrid (España)	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745.	
DESCRIPTION	Non-impregnated braided retraction cord made of 100% cotton. Available in the most common sizes. Easy location and removal.	
SPECIFICATIONS	Made of 100% absorbent cotton in two lines. Sizes and colours: <ul style="list-style-type: none"> • Nº 000: 0.5mm ± 0.05. Black. • Nº 00: 0.6mm ± 0.05. Yellow. • Nº 0: 0.8mm ± 0.05. Violet. • Nº 1: 0.9mm ± 0.05. Blue. 	
COMPOSITION	Cotton.	
PACKAGING	Package containing 2 meters of cord.	
SHELF LIFE	Due to the characteristics of the product, the shelf life is not defined.	
INTENDED USE	Retraction cord is used for rapid tissue displacement prior to impression making and can also be used together with retraction liquids.	
SAFETY INFORMATION	For single use only. For professional dental application only. Non-sterile product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture, and avoid excessive heat.	