


FICHA TÉCNICA

| | | |
|---|--|---|
| SILICONA DE ADICIÓN PUTTY SOFT FAST BD | |  |
| REFERENCIAS | 78333: SILICONA DE ADICIÓN PUTTY SOFT FAST BD (1 unidad de 300 ml (Base) + 1 unidad de 300 ml (Catalizador)) | |
| FABRICANTE / RESPONSABLE | CRONOLAB ESPAÑA, S.L. C/ Estrecho de Gibraltar, 13 28027 Madrid (Spain) Tel. 918893465 | |
| CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO | Producto Sanitario Clase I conforme al Reglamento 2017/745/UE. | |
| DESCRIPCIÓN | Elastómero de silicona de alta hidrocompatibilidad para toma de huella de precisión (ratio 1:1). Basada en vinilpolisiloxano. <u>ESPECIFICACIONES:</u> Aspecto: Fluido tixotrópico Inodoro e insípido Tiempo de trabajo: 2 min. Tiempo en boca: 3 min. Tiempo total: 5 min. Contracción lineal: máx. 0,2% Recuperación elástica: mín. 99,7% | |
| PRESENTACIÓN | Contenido: 1 unidad de 300 ml (Base) + 1 unidad de 300 ml (Catalizador) | |
| VIDA ÚTIL | 36 meses de la fecha de fabricación. Tener en cuenta la fecha de caducidad indicada en el envase. | |
| FINALIDAD | Está especialmente formulado para ser utilizado por los dentistas que aplican la técnica de la doble impresión para la toma de huella. | |
| INSTRUCCIONES DE USO | Ver instrucciones que acompañan el producto. El uso de guantes de látex puede perturbar la reacción de adición, se aconseja el uso de guantes de polietileno. Los envases deben cerrarse inmediatamente después del uso. | |
| ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE | Almacenado en su envase de origen sin abrir, a una temperatura comprendida entre -5°C y +30°C, puede conservarse durante 24 meses a partir de la fecha de fabricación. | |