

FICHA TÉCNICA

SILICONA REGISTRO DE MORDIDA BESTDENT		
REFERENCIAS	78335: SILICONA REGISTRO DE MORDIDA BESTDENT (2 cartuchos de 50 ml + 12 puntas de mezcla)	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CRONOLAB ESPAÑA, S.L. C/ Estrecho de Gibraltar, 13 28027 Madrid (Spain) Tel. 918893465	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase I conforme al Reglamento 2017/745/UE.	
DESCRIPCIÓN	Producto de curado por poliadición para la toma del registro de mordida. Basada en vinilpolisiloxano. <u>ESPECIFICACIONES:</u> Aspecto: Fluido tixotrópico Inodoro e insípido Tiempo de trabajo: 45 s. Tiempo total: 1 min. 30 s. Contracción lineal: máx. 0,2% Recuperación elástica: mín. 99,7%	
PRESENTACIÓN	Contenido: 2 cartuchos de 50 ml + 12 puntas de mezcla	
VIDA ÚTIL	36 meses de la fecha de fabricación. Tener en cuenta la fecha de caducidad indicada en el envase.	
FINALIDAD	Toma del registro de mordida.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones que acompañan el producto. El uso de guantes de látex puede perturbar la reacción de adición, se aconseja el uso de guantes de polietileno. Los envases deben cerrarse inmediatamente después del uso.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenado en su envase de origen sin abrir, a una temperatura comprendida entre -5°C y +30°C, puede conservarse durante 24 meses a partir de la fecha de fabricación.	