


**FICHA TÉCNICA**

<b>ADHESIVO MONOCOMPONENTE</b>										
<b>REFERENCIAS</b>	<b>7839:</b> Adhesivo Monocomponente									
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>MEDENTAL INTERNATIONAL INC (CONAMCO S.A. DE C.V.)</b> José María Bustillos No. 28 Bis, 1er y 2do piso. Colonia Algarín, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06880. Ciudad de México, México.									
<b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	Producto Sanitario Clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE sobre los productos sanitarios.									
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Adhesivo a esmalte y dentina monocomponente y fotopolimerizable, compatible con todas las marcas actuales de material restaurador fotopolimerizable, como son materiales de obturación. Para la técnica del grabado total con ácido gel grabador.									
	<b>Indicaciones:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Restauraciones anteriores y posteriores de las cavidades, clases I, II, III, IV, V.</li> <li>- Inlays y onlays tratados (directa o indirectamente) extra-oralmente y carillas.</li> <li>- Correcciones estéticas como diastemas, hipoplasias, decoloraciones, etc.</li> <li>- Estabilización de dientes móviles y fracturas.</li> </ul>									
<b>ESPECIFICACIONES</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>Apariencia / Appearance</i></td> <td>Líquido ligeramente amarillo / Clear yellowish liquid</td> </tr> <tr> <td><i>Consistencia / Consistency</i></td> <td>Líquido viscoso / Viscous liquid</td> </tr> <tr> <td><i>Índice de refracción / Refractive Index</i></td> <td>1,458 – 1,468</td> </tr> <tr> <td><i>Profundidad de curado / Depth of cure</i></td> <td>≥ 3 mm</td> </tr> </table>		<i>Apariencia / Appearance</i>	Líquido ligeramente amarillo / Clear yellowish liquid	<i>Consistencia / Consistency</i>	Líquido viscoso / Viscous liquid	<i>Índice de refracción / Refractive Index</i>	1,458 – 1,468	<i>Profundidad de curado / Depth of cure</i>	≥ 3 mm
<i>Apariencia / Appearance</i>	Líquido ligeramente amarillo / Clear yellowish liquid									
<i>Consistencia / Consistency</i>	Líquido viscoso / Viscous liquid									
<i>Índice de refracción / Refractive Index</i>	1,458 – 1,468									
<i>Profundidad de curado / Depth of cure</i>	≥ 3 mm									
<b>COMPOSICIÓN</b>	Hidroxietilmetacrilato < 20 % Uretanometacrilato < 20 % Polialquenoato metacrilizado < 20 % Hidroxipropilmetacrilato < 20 % Glicerindimetacrilato < 20 %									
<b>PRESENTACIÓN</b>	1 unidad de 5 ml.									
<b>VIDA ÚTIL</b>	4 años.									
<b>FINALIDAD</b>	Adhesivo a esmalte y dentina monocomponente, para la técnica del grabado total con ácido gel grabador.									
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	Ver en las instrucciones de uso del producto.									
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Temperatura recomendada entre 25 °C – 73 °F.									