

FICHA TÉCNICA

| | | |
|---|--|---|
| PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL BESTDENT | |  |
| REFERENCIA | 78433: Máscara de protección + montura Bestdent (Modelo R66) 78434: Rposición máscara protección Bestdent | |
| CLASIFICACIÓN | Equipo de Protección individual (EPI) _ Clase II, de acuerdo la EN 166:2024 y el Reglamento 2016/425 | |
| DESCRIPCIÓN | Pantalla protectora facial de policarbonato con marco de clip. El visor cubre nariz y boca para una protección completa. Posee una doble capa protectora y es muy transparente, garantizando una excelente visibilidad. | |
| COMPOSICIÓN | Policarbonato | |
| ENVASE | Packaging en caja de cartón: 1 marco y 6 pantallas protectoras. | |
| FINALIDAD PREVISTA | Protección facial | |
| INSTRUCCIONES DE USO | Se suministra en condición "NO ESTÉRIL". Autoclavable. Marco esterilizable en autoclave hasta 121°C Instrucciones de montaje disponibles dentro de la caja de cartón. El visor protector NO es resistente a soluciones alcohólicas ADVERTENCIA: Solo para uso como pantalla facial contra salpicaduras de líquidos acuosos (agua y saliva) | |
| INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD | No aplica | |
| CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO | Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. | |