


ABC | AIRSTREAM BIOFILM CLEARANCE



Diseño Avanzado de Pieza de Mano

Pieza de mano ligera y totalmente metálica

Mayor durabilidad y comodidad



Exterior: agua

Proporciona protección y agua tibia
Limpieza, recolección y ajuste

Interior:

aire comprimido + polvo

Elimina pigmentos, placa dental, suciedad suave y
cálculo dental temprano

Tratamiento Ultrasonido Cómodo al Alcance de su Mano

Trajectoria de vibración elíptica

Adopta la tecnología piezoeléctrica para un
movimiento elíptico
Dispersa la fuerza de impacto entre la punta y los
dientes para una limpieza cómoda

Seguimiento de frecuencia en tiempo real

El monitoreo dinámico de la frecuencia
de vibración y el ajuste automático
basado en las características de la punta
garantizan un funcionamiento óptimo
de la punta



¿Cuáles son las Ventajas de ABC en el Tratamiento Periodontal?



Visual y Clara

El uso de los reveladores de biofilm puede mostrar claramente la ubicación del biofilm en la cavidad oral.

Esto permite una eliminación conveniente y rápida del biofilm con un claro efecto de limpieza.



Precisa y Eficiente


El flujo de aire puede llegar precisamente a las áreas supragingivales y subgingivales de adhesión de biofilm, asegurando la eliminación completa de biofilm en toda la cavidad oral. El cálculo resistente puede ser removido con el escalado ultrasonido. La combinación de estos dos asegura una limpieza eficaz e integral.



Indolora y Cómoda

El flujo de aire evita el escalado excesivo que puede dañar las superficies de los dientes, las encías y las superficies radiculares. Cuando se combina con las suaves vibraciones de las puntas de aleación ultrasónicas de Woodpecker, el tratamiento es indoloro. Esto aumenta la comodidad y satisfacción del paciente.

SIMPLE



MODERADO



SEVERO



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.

Information Industrial Park, Guilin National High-Tech Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P.R. China

Sales Dept: +86-773-5873196

E-mail: woodpecker@glwoodpecker.com

Website: <http://www.glwoodpecker.com>

ZMN-XC-076

Escanee para obtener más información.



Encuéntrenos en:



Encuéntrenos en:



Encuéntrenos en:

