



## FICHA TÉCNICA

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>RECONSTRUCTOR DE MUÑONES</b><br><b>MARCA: PROCLINIC EXPERT</b> |   |  |
| <b>REFERENCIAS</b>  | <b>78560:</b> Reconstructor de Muñones.   |  |
| <b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>                                   | <b>MP Medical Product GmbH</b><br>Grasweg 18-22<br>27607 Geestland<br>Germany   |  |
| <b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>                                 | Producto Sanitario Clase IIa, según el Reglamento (UE) 2017/745.  |  |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>  | Composite de curado dual, altamente radiopaco, fluido para la reconstrucción de muñones con muy buenas propiedades mecánicas. Disponible en color de dentina para casos de altas exigencias estéticas, p. ej. debajo restauraciones de cerámica total o de restauraciones de composite con alta translucidez.                 |  |
| <b>COMPOSICIÓN</b>  | Diuretanodimetacrilatos, Bis-GMA, BHT, peróxido benzoílo  |  |
| <b>PRESENTACIÓN</b>   | 1 jeringa x 10 g, 5 puntas de mezcla y 5 puntas intraorales (tipo 4)  |  |
| <b>FINALIDAD</b>  | Reconstrucción adhesiva sobre muñones de dientes vitales y no vitales<br>Fijación de postes radiculares de resina reforzados con fibras.  |  |
| <b>INSTRUCCIONES DE USO</b>                                       | Ver instrucciones en el producto.   |  |
| <b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>                                | Cerrar las jeringas de Proclinic Expert Dual-curing Core Build-up después del uso. Consérvese en frío. No exponerlo a la directa luz del sol o a la luz de operaciones. Conservar a temperaturas entre 4°C - 23°C. No utilizar después de la fecha de caducidad. No esterilizar las cánulas de mezcla en un baño ultrasónico. |  |

## FICHA TÉCNICA

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>DUAL-CURED CORE BUILD-UP COMPOSITE</b><br><b>BRAND: PROCLINIC EXPERT</b> |   |  |
| <b>REFERENCES</b>   | <b>78560:</b> Dual Core build up.   |  |
| <b>MANUFACTURER</b>   | <b>MP Medical Product GmbH</b><br>Grasweg 18-22<br>27607 Geestland<br>Germany   |  |
| <b>CLASSIFICATION OF THE PRODUCT</b>  | Class IIa Medical Device, according to Regulation (EU) 2017/745.  |  |
| <b>DESCRIPTION</b>  | Dual cure composite, highly radiopaque, fluid for core reconstruction with very good mechanical properties.<br>Available in dentin shade for cases of high aesthetic demands, eg. ex. underneath full-ceramic restorations or composite restorations with high translucency.                |  |
| <b>COMPOSITION</b>  | Diurethane dimethacrylates, Bis-GMA, BHT, benzoyl peroxide  |  |
| <b>PACKAGING</b>  | 1 x 10 g syringe, 5 mixing tips and 5 intraoral tips (type 4)   |  |
| <b>INTENDED USE</b>   | Adhesive reconstruction on vital and non-vital tooth stumps<br>Fixation of fiber-reinforced resin root posts.   |  |
| <b>INSTRUCTIONS FOR USE</b>   | See instructions on the product.  |  |
| <b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>                                      | Close the Proclinic Expert Dual-curing Core Build-up syringes after use. Keep cold. Do not expose it to direct sunlight or operating light. Store at temperatures between 4 ° C - 23 ° C. Do not use after the expiration date. Do not sterilize the mixing cannulas in an ultrasonic bath. |  |