



FICHA TÉCNICA

CUBETAS DENTALES BESTDENT		
REFERENCIAS	Ver anexo 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme al Reglamento (UE) 2017/745. CE	
DESCRIPCIÓN	Cubetas preformadas cuya forma anatómica permite una adaptación perfecta a los dientes. Tienen una superficie de agarre (mango) que facilita su manipulación.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable	
ESPECIFICACIONES	Tienen una forma adecuada para adaptarse a la anatomía bucal. Disponibles en distintos modelos y tamaños: arcada superior e inferior completas, ½ arcada, ¼ arcada. Lisas y perforadas. Con reborde retentivo.	
ENVASE	1 unidad Kit de 10 unidades	
FINALIDAD PREVISTA	Realizar tomas de impresiones dentales.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Solamente para uso profesional dental. No estériles.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT IMPRESSION TRAYS	
REFERENCES	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745. CE
DESCRIPTION	The impression trays are preformed trays with a gripping area to facilitate the manipulation. The anatomical shape allows a perfect adjustment to the teeth.
COMPOSITION	Stainless steel.
SPECIFICATIONS	Available in different models and sizes: full arch upper, full arch lower, ½ arch, ¼ arch. Available as solid and perforated trays.
PACKAGING	1 piece Kit: 10 pieces
INTENDED USE	To allow dental impressions
SAFETY INFORMATION	For professional dental application only. Non sterile product.
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture, and avoid excessive heat.

ANNEX 1 / ANEXO 1

REF	Description / Descripción
80200BD	<i>Bestdent Impression Trays, 10 u. / Cubetas juego 10 u. Bestdent</i>
80201BD	<i>Bestdent Impression Trays U3 / Cubeta U3 Bestdent</i>
80202BD	<i>Bestdent Impression Trays L3 / Cubeta L3 Bestdent</i>
80217BD	<i>Bestdent Impression Trays U2 / Cubeta U2 Bestdent</i>
80218BD	<i>Bestdent Impression Trays L2 / Cubeta L2 Bestdent</i>
80219BD	<i>Bestdent Impression Trays U4 / Cubeta U4 Bestdent</i>
80223BD	<i>Bestdent Perforated Impression Trays 10 u. / Cubetas Perforadas Est. Bestdent, 10 u.</i>
80259BD	<i>Bestdent Impression Trays U1 / Cubeta U1 Bestdent</i>
80260BD	<i>Bestdent Impression Trays L1 / Cubeta L1 Bestdent</i>
80261BD	<i>Bestdent Impression Trays L4 / Cubeta L4 Bestdent</i>
80262BD	<i>Bestdent Impression Trays U5 / Cubeta U5 Bestdent</i>
80263BD	<i>Bestdent Impression Trays L5 / Cubeta L5 Bestdent</i>
80264BD	<i>Bestdent Perforated Trays with Swivel / Cubetas Giratorias Perforadas Bestdent</i>
80265BD	<i>Bestdent Partial Trays L+R / Cubetas Parciales Dcha+Izda Bestdent</i>
80266BD	<i>Bestdent Perforated Tray U1 / Cubeta Perforada U1 Bestdent</i>
80267BD	<i>Bestdent Perforated Tray L1 / Cubeta Perforada L1 Bestdent</i>
80268BD	<i>Bestdent Perforated Tray U2 / Cubeta Perforada U2 Bestdent</i>
80269BD	<i>Bestdent Perforated Tray L2 / Cubeta Perforada L2 Bestdent</i>

80270BD	<i>Bestdent Perforated Tray U3 / Cubeta Perforada U3 Bestdent</i>
80271BD	<i>Bestdent Perforated Tray L3 / Cubeta Perforada L3 Bestdent</i>
80272BD	<i>Bestdent Perforated Tray U4 / Cubeta Perforada U4 Bestdent</i>
80273BD	<i>Bestdent Perforated Tray L4 / Cubeta Perforada L4 Bestdent</i>
80274BD	<i>Bestdent Perforated Tray U5 / Cubeta Perforada U5 Bestdent</i>
80275BD	<i>Bestdent Perforated Tray L5 / Cubeta Perforada L5 Bestdent</i>