

## FICHA TÉCNICA

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| <b>ADAPTADOR ASPIRASALIVA</b>      |  |  |
| <b>REFERENCIAS</b>                 | 82220  |  |
| <b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>    | <b>TALLERES MESTRAITUA, S.L.</b><br>Txorierrri Etorbidea, 60, 48150, Bizkaia<br>ESPAÑA<br><a href="http://www.mestra.es">www.mestra.es</a> |  |
| <b>CLASIFICACIÓN</b>               | Producto no sanitario (Clase consumo).   |  |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>                 | Adaptador de eyectores para sistemas de aspiración de equipos dentales.  |  |
| <b>ESPECIFICACIÓN</b>              | Adapta las cánulas de 11 mm a la salida de la manguera de 16 mm.<br><br><b>Características:</b><br>Esterilizable en autoclave a 134°C.     |  |
| <b>COMPOSICIÓN</b>                 | Fabricado en material plástico.  |  |
| <b>PRESENTACIÓN</b>                | Envase con 5 unidades.   |  |
| <b>FINALIDAD</b>                   | Conexión cánula aspirasaliva con manguera de aspiración.   |  |
| <b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b> | No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.   |  |

*Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.*