


FICHA TÉCNICA

GUANTES DE NITRILO SIN POLVO BESTDENT		
REFERENCIAS	85403: Tamaño S 85404: Tamaño M 85405: Tamaño L 85406: Tamaño XS 85408: Tamaño XL	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Maxter Glove Manufacturing Sdn. Bhd Lot 6070, Jalan Haji Abdul Manan, 6th Miles Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor, Malaysia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según el Reglamento 2017/745/UE. Producto EPI Categoría III, según el Reglamento 2016/425/UE.	
DESCRIPCIÓN	Guantes de nitrilo sin polvo microtexturizados, no estériles, de un solo uso. Características: - Ambidiestros. - Gran resistencia a las perforaciones - Alto nivel de protección, calidad y sensibilidad. - Minimizan las alergias potenciales inducidas por el polvo de los guantes de látex convencionales.	
ESPECIFICACIÓN	Color azul. Tamaño XS ≤ 80 mm Tamaño S 80 ± 10 mm Tamaño M 95 ± 10 mm Tamaño L 110 ± 10 mm Tamaño XL 125 ± 10 mm	
COMPOSICIÓN	100% nitrilo.	
ENVASE	Caja con 100 unidades	
VIDA ÚTIL	5 años	
FINALIDAD PREVISTA	Protección de barrera de la mano del usuario para la realización de exámenes médicos o clínicos, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, en odontología y también para fines de laboratorio.	

INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Producto de un solo uso. No usar si el envase o el guante están dañados.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.

TECHNICAL DATA SHEET

NITRILE POWDER FREE GLOVES BESTDENT		
REFERENCES	<p>85403: Size S 85404: Size M 85405: Size L 85406: Size XS 85408: Size XL</p>	
MANUFACTURER	<p>Maxter Glove Manufacturing Sdn. Bhd Lot 6070, Jalan Haji Abdul Manan, 6th Miles Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor, Malaysia</p>	
CLASSIFICATION	<p>Class I Medical Device, according to Regulation 2017/745/UE. Category III PPE product, according to Regulation 2016/425/UE.</p>	
DESCRIPTION	<p>Nitrile powder free gloves microtextured, non-sterile, single use. Features: - Ambidextrous. - High resistance to punctures. - High level of protection, quality and sensitivity. - Minimize potential powder-induced allergies of conventional latex gloves.</p>	
SPECIFICATION	<p>Blue color.</p> <p>Size XS ≤ 80 mm Size S 80 ± 10 mm Size M 95 ± 10 mm Size L 110 ± 10 mm Size XL 125 ± 10 mm</p>	
COMPOSITION	<p>100% nitrile.</p>	
PACKAGING	<p>Box with 100 units.</p>	
SHELF LIFE	<p>5 years.</p>	
INTENDED USE	<p>Barrier protection of the user's hand for medical or clinical examinations, diagnostic and therapeutic procedures, in dentistry and also for laboratory purposes.</p>	



SAFETY INFORMATION	Single use product. Do not use if container or glove is damaged.
STORAGE AND TRANSPORTATION	Store in a cool and dry place. Keep away from sunlight. Protect from moisture and avoid excessive heat.