


FICHA TÉCNICA

| | | |
|--|---|---|
| GUANTES DE NITRILO SIN POLVO BESTDENT | |  |
| REFERENCIAS | <p>85425: Tamaño XS 85426: Tamaño S 85427: Tamaño M 85428: Tamaño L</p> | |
| FABRICANTE / RESPONSABLE | <p>Maxter Glove Manufacturing Sdn. Bhd Lot 6070, Jalan Haji Abdul Manan, 6th Miles Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor, Malaysia</p> | |
| CLASIFICACIÓN | <p>Producto Sanitario Clase I, según el Reglamento 2017/745/UE. Producto EPI Categoría III, según el Reglamento 2016/425/UE.</p> | |
| DESCRIPCIÓN | <p>Guantes de nitrilo sin polvo microtexturizados, no estériles, de un solo uso. Características: - Ambidiestros. - Gran resistencia a las perforaciones - Alto nivel de protección, calidad y sensibilidad. - Minimizan las alergias potenciales inducidas por el polvo de los guantes de látex convencionales.</p> | |
| ESPECIFICACIÓN | <p>Color Rosa.</p> <p>Tamaño XS ≤ 80 mm Tamaño S 80 ± 10 mm Tamaño M 95 ± 10 mm Tamaño L 110 ± 10 mm</p> | |
| COMPOSICIÓN | <p>100% nitrilo.</p> | |
| ENVASE | <p>Caja con 100 unidades.</p> | |
| VIDA ÚTIL | <p>5 años.</p> | |
| FINALIDAD PREVISTA | <p>Protección de barrera de la mano del usuario para la realización de exámenes médicos o clínicos, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, en odontología y también para fines de laboratorio.</p> | |



| | |
|---------------------------------------|--|
| INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD | Producto de un solo uso. No usar si el envase o el guante están dañados. |
| ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE | Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo. |

TECHNICAL DATA SHEET

| | | |
|--|--|--|
| NITRILE POWDER FREE GLOVES BESTDENT | |  |
| REFERENCES | 85425: Tamaño XS 85426: Tamaño S 85427: Tamaño M 85428: Tamaño L | |
| MANUFACTURER | Maxter Glove Manufacturing Sdn. Bhd Lot 6070, Jalan Haji Abdul Manan, 6th Miles Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor, Malaysia | |
| CLASSIFICATION | Class I Medical Device, according to Regulation 2017/745/UE. Category III PPE product, according to Regulation 2016/425/UE. | |
| DESCRIPTION | Nitrile powder free gloves microtextured, non-sterile, single use. Features: <ul style="list-style-type: none"> - Ambidextrous. - High resistance to punctures. - High level of protection, quality and sensitivity. - Minimize potential powder-induced allergies of conventional latex gloves. | |
| SPECIFICATION | Pink color. Size XS ≤ 80 mm Size S 80 ± 10 mm Size M 95 ± 10 mm Size L 110 ± 10 mm | |
| COMPOSITION | 100% nitrile. | |
| PACKAGING | Box with 100 units. | |
| SHELF LIFE | 5 years. | |
| INTENDED USE | Barrier protection of the user's hand for medical or clinical examinations, diagnostic and therapeutic procedures, in dentistry and also for laboratory purposes. | |



| | |
|-----------------------------------|---|
| SAFETY INFORMATION | Single use product. Do not use if container or glove is damaged. |
| STORAGE AND TRANSPORTATION | Store in a cool and dry place. Keep away from sunlight. Protect from moisture and avoid excessive heat. |