



Softly

Softly

Softly es un mezclador de amalgama en cápsulas predosificadas.

Características generales

- Alta frecuencia de mezcla
- Operación sin ruido
- Excelente estabilidad
- Seguridad eléctrica completa
- Diseño ergonómico
- Sin mantenimiento
- Fácil limpieza

Especificaciones técnicas

Voltaje Nominal: 230 V~/50 Hz - 110 V~/60 Hz (opcional)

Potencia absorbida: 50 W

Fusible: 500 mA (230 V~) - 1 AT (110 V~)

Interruptor bipolar con indicador luminoso verde

Frecuencia de mezcla: 4000 rpm

Amplitud de vibración: 25 mm

Funcionamiento: intermitente

Tiempo de mezcla programable: 0 - 30 seg

Dimensiones: 210 x 205 x 120 mm

Peso: 3,1 kg