



FICHA TÉCNICA

FRESA F.G LINDEMANN ESTERIL		
REFERENCIAS	89905: FRESA F.G LINDEMANN ESTERIL H 161 89906: FRESA F.G LINDEMANN ESTERIL H 162	
FABRICANTE / RESPONSABLE	MICROCOPY DENTAL 3120 Moon Station Rd Kennesaw, GA 30144, USA	
CLASIFICACIÓN	Producto sanitario clase IIa según Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	<p>H 161: Fresa Lindemann Cónica Puntiaguda de Tugteno para turbina. Fresa clínica quirúrgica</p> <p>H 162: Fresa Lindemann Cónica Puntiaguda de Tungsteno para Turbina. Fresa clínica quirúrgica.</p> <hr/> <p>Fabricadas en carburo de Tugsteno. Indicadas para cirugías maxilofaciales. Longitud de parte activa de 9,0 mm</p>  <p>016</p> <p>Longitud total: 19 mm (AOL) Diámetro: 1,6 mm Estériles</p>	
CONTENIDO	10 unidades por caja.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.