

FICHA TÉCNICA

LAMPARA LED BESTLED PRO BESTDENT		
REFERENCIAS	90857	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Guilin Woodpecker Medical Instrument Co.,Ltd Information Industrial Park, Guilin National High-Tech Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P.R. China	
CLASIFICACIÓN	Producto sanitario Clase I de acuerdo con el Reglamento 2017/745 (UE).	
DESCRIPCIÓN	<p>Lámpara LED Wireless. Llega a curar 2mm de resina en 1 segundo, con intensidad de luz máxima superior a 2300 mw/cm2.</p> <p><u>Dos modos de trabajo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • High mode: que es de 2300 mw/cm2-2500 mw/cm2 intensidad de luz. Recomendado para ortodoncia, carillas de porcelana y restauraciones con postes. • -Low mode: que es de 1000 mw/cm2-1200 mw/cm2 intensidad de luz. Para cualquier tipo de restauracion con resinas. <p>Flexibilidad: Giro de 360º del conector frontal, para llegar fácilmente a zonas que antes eran difíciles de alcanzar. Permite la operación flexible en el área de los dientes posteriores.</p>	
ESPECIFICACIÓN	Bateria de larga vida: una carga completa se puede utilizar más de 400 veces de forma continua, en el modo de tiempo de trabajo de 10 segundos. *Rango de Onda: 385 nm - 515 nm *Tiempos de exposición: 1/3/5/10/15/20 Segundos.	
COMPOSICIÓN	NA	
PRESENTACIÓN	1 unidad.	
FINALIDAD PREVISTA	Proporcionar una fuente de luz intensa y específica en el espectro de luz visible azul con una longitud de onda entre 385 nm - 515 nm, para activar la reacción de polimerización de materiales fotopolimerizables en odontología.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Manipule el equipo con cuidado y evite golpes fuertes; almacénelo en lugares sombreados, secos, frescos y ventilados. No almacenar el equipo junto con materiales inflamables, tóxicos, corrosivos o explosivos.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.