

TePe Mini Flosser

Información del producto

TePe Min Flosser™ es un soporte de hilo dental precargado para un uso eficiente y conveniente. Contiene hilo dental fuerte y resistente a la rotura, libre de PFAA, que se desliza fácilmente a través de espacios interdentes estrechos. El plano de mordida inteligentemente diseñado ayuda a insertar el hilo dental con suavidad. El mango delgado se adapta cómodamente a la mano. Un excelente auxiliar de limpieza para espacios reducidos entre los dientes: úselo diariamente para mantener las encías y los dientes sanos y frescos. Hemos tenido en cuenta factores ambientales al diseñar este Mini Flosser. Los materiales utilizados se obtienen mediante el enfoque de equilibrio de masa. El Mini Flosser también viene en una bolsa hecha de caña de azúcar.

Instrucciones para el usuario

Inserte el hilo dental entre los dientes mordiendo suavemente el plano de mordida. Mueva suavemente el hilo dental a lo largo de la superficie de cada diente. Retire el hilo dental deslizándolo hacia afuera con una acción de adelante hacia atrás. El producto es un producto de un solo uso destinado a ser utilizado por una sola persona. Mini Flosser no está diseñado para que lo utilicen niños sin supervisión.



Características

- Porta hilo dental precargado para un uso fácil y cómodo.
- Hilo dental fuerte, delgado y resistente a los desgarros en un mango fabricado con materiales renovables y de masa equilibrada.
- Plano de mordida de diseño exclusivo que ayuda a insertar suavemente el hilo dental.
- Fácil acceso a espacios interdentes reducidos.
- Mango estable y fácil de usar para un manejo más sencillo.

Material Mango: ISCC Polipropileno (PP) Hilo dental: Polietileno de peso molecular ultraalto (UHMWPE). Libre de PFAA.

Items

Tipo de embalaje	Número de artículo	Consumidor EAN	Unidades en el paquete de consumidores	Unidades en el paquete minorista
------------------	--------------------	----------------	--	----------------------------------