


## FICHA TÉCNICA

<b>AGUJAS CALASEPT 27G (0,4 X 25 MM) GRISES</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	98773	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	Sulzer Mixpac Deutschland GmbH Zum Kesselort 53 24149 Kiel / Germany	
<b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	PRODUCTO SANITARIO CLASE IIa Directiva 93/42/CEE (MDD)	
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	Agujas de irrigación con doble salida lateral. Estériles y desechables Conexión Luer Lock Tamaño: 27 G (0.4 x 25 mm).	
<b>EMBALAJE</b>	40 unidades por caja.	
<b>CADUCIDAD</b>	Ver embalaje.	
<b>FINALIDAD</b>	Para una irrigación eficaz y segura al realizar un tratamiento de endodoncia	
<b>CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</b>	Mantener protegido del polvo, la suciedad y la humedad, la luz UV (luz solar) y las temperaturas extremas (por encima de la temperatura ambiente). Antes de su uso, asegúrese de que la bolsa estéril esté seca, íntegra y limpia.	
<b>MSDS</b>	No Aplica	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Acero inoxidable.	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	Ver instrucciones en el producto.	

- Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.