

# PathFile™

*UN SUAVE CAMINO APICAL,  
ACCESSIBLE A TODOS LOS CLÍNICOS*



*Una nueva visión con la colaboración  
del Dr Berutti, Dr Cantatore y Dr Castellucci*

**DENTSPLY**  
**MAILLEFER**

### SUAVE CAMINO APICAL (GLIDE PATH) un paso importante

- Para entender y comprender perfectamente la anatomía del conducto que va a ser tratado
- Para limitar el riesgo de rotura de los instrumentos rotatorios

Pero puede resultar difícil evitar el riesgo de transportar el conducto, escalones, etc. durante la instrumentación manual.


### PATHFILE™, UNA SOLUCIÓN ROTATORIA DE NÍQUEL TITANIO

Flexibles y resistentes a la fatiga cíclica estas nuevas limas ofrecen muchas ventajas si las comparamos con las técnicas manuales.

“El uso de las PathFile™ posibilita al clínico obtener un suave camino apical de mejor calidad, en comparación con las limas manuales, independientemente de la habilidad del clínico. ¡Ahora los dentistas generales pueden alcanzar resultados similares a los conseguidos por los especialistas en Endodoncia!”\*

Profesor Elio Berutti


### SE MANTIENE MEJOR LA ANATOMÍA ORIGINAL DEL CONDUCTO




El dentista general, usando PathFile™, puede obtener mejores resultados que el especialista en endodoncia usando limas K manuales.

- No existe transporte del forámen apical cuando la longitud de trabajo es muy larga
- No se forman escalones cuando la longitud de trabajo es demasiado corta

### LA SECUENCIA RECOMENDADA



REF A 0015	013	016	019
Recambio	☒	•	•
Surtido 013-019	☐☐☐	•	•



\* Estos resultados son de un estudio preliminar del Prof. Berutti (Universidad de Torino, Italia).