


# LA GRAN ALTERNATIVA A LA PRÓTESIS FIJA TRADICIONAL

Sintodent propone una resina en formato CAD CAM Ultraresistente



## Ventaja para el profesional

- El ajuste o retoque se puede hacer directamente en clínica.
- Prótesis polivalente, la prótesis puede ser definitiva (4 años de garantía por el fabricante) o transitoria (por ejemplo en caso de implantes o tratamientos terapéuticos).
- La mejor manera de fidelizar y de incrementar más pacientes.
- El odontólogo añade a sus tratamiento de prótesis una opción más en la prótesis fija y en implantología.
- Fácil confección de una prótesis de repuesto.

## Ventaja para el paciente

- Ventaja económica importante frente a la prótesis fija convencional.
- Proceso simple y poco tiempo en el sillón.
- Retoques fáciles si hicieran falta.
- Las propiedades mecánicas y químicas de Sintodent proporcionan grandes ventajas para el paciente comparado con los otros materiales:
  1. Prótesis cómoda, más flexible, amoldable y ligera
  2. Ausencia de halitosis
  3. No existe inflamación de encía
  4. Sin ningún tipo de retracción periodontal en el tiempo
  5. Menos posibilidades de rotura
  6. Alta estética
  7. Ausencia de metal

## APLICACIONES

- Coronas y puentes
- Coronas y puentes sobre implantes
- Prótesis mixta
- Prótesis con ataches
- Prótesis de transición terapéutica de larga duración
- Carillas
- Inlay/onlays
- Posibilidad de caracterización

## CUBOS Y DISCOS



\*Fotografía de César Chust

### DISCO CAD-CAM

Diámetro: 98 mm | Grosor: 15 mm/ 20mm  
Colores guía VITA, A1, A2, A3, A3,5, C2, D3

### BLOQUE PARA CEREC

Medidas: 40x19x15 mm | 55x19x15,5 mm  
Colores guía VITA, A1, A2, A3, A3,5, C2, D3