



FICHA TÉCNICA

GANCHO DE EXTRUSION CON CADENA		
REFERENCIAS	<p>L6876: Gancho extrusión con cadena plata.</p> <p>L6877: Gancho extrusión con cadena oro.</p>	
FABRICANTE / RESPONSABLE	<p>Hangzhou Headway Medical Equipment CO., Ltd. No.1859, Wenju Street, Fuchun Street, Fuyang District, Hangzhou City, 311400 Zhejiang, China. Tel: +86-571-61710208</p>	
CLASIFICACIÓN	<p>Producto Sanitario Clase IIa, Directiva 93/42/EEC.</p>	
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Base de malla que asegura una adhesión fiable. - Activación eliminando eslabones individuales de la cadena. - Longitud: 2,5 cm. - Base redonda. - Producto dental, aparato de ortodoncia. 	
ESPECIFICACIÓN	<p><u>Colores:</u> L6876: Cadena plata. L6877: Cadena oro.</p>	
COMPOSICIÓN	<p>Acero inoxidable.</p>	
PRESENTACIÓN	<p>2 unidades por bolsa.</p>	
FINALIDAD PREVISTA	<p>Traccionar dientes fijos. Se utiliza para prevenir y corregir las irregularidades de los dientes.</p>	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	<p>Debe almacenarse en una humedad relativa de no más del 80%, gases no corrosivos, una habitación limpia y bien ventilada.</p>	

TECHNICAL DATA SHEET

EXTRUSION HOOK BESTDENT		
REFERENCES	<p>L6876: Extrusion hook with Silver chain. L6877: Extrusion hook with Gold chain.</p>	
MANUFACTURER	<p>Hangzhou Headway Medical Equipment CO., Ltd. No.1859, Wenju Street, Fuchun Street, Fuyang District, Hangzhou City, 311400 Zhejiang, China. Tel: +86-571-61710208</p>	
CLASSIFICATION	<p>Class IIa Medical Device, Directive 93/42/EEC.</p>	
DESCRIPTION	<ul style="list-style-type: none"> - Mesh base ensures reliable adhesion. - Activation by removing individual links from the chain. - Length: 2.5 cm. - Round base. - Dental product, orthodontic appliance. 	
SPECIFICATION	<p><u>Colors:</u> L6876: Silver chain. L6877: Gold chain.</p>	
COMPOSITION	<p>Stainless steel.</p>	
PACKAGE	<p>2 units per-bag.</p>	
INTENDED USE	<p>Tracing fixed teeth. It is used to prevent and correct irregularities of the teeth.</p>	
STORAGE AND TRANSPORT	<p>It should be stored in a relative humidity of not more than 80%, non-corrosive gases, a clean and well-ventilated room.</p>	