



FICHA TÉCNICA

BRACKET METÁLICO ROTH-MBT PROCLINIC		
REFERENCIAS	VER ANEXO 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Orthodontic Manufacturer Sia Srl Sede Legale: Via Aristide Leonori,113 - 00147 Roma Uffici e Stabilimento: Zona Ind.le snc - 81050 Rocca d'Evandro (CE) Italy Recapiti: Tel: +39 (0)823 908029 info@siaorthodontics.com - www.siaorthodontics.com	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	Bracket de una sola pieza. Características: - Fabricado con tecnología MIM. - Fuerte retención mecánica garantizada. - Contornos suaves y redondeados. - Forma romboidal - Diseño de torque en base. - La forma del slot reduce la fricción del arco en el slot.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable (Aisi 300/600 - 316L, 17 - 4Ph).	
PRESENTACIÓN	20 unidades por bolsa.	
FINALIDAD	Ortodoncia	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No se requieren condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

FICHA TÉCNICA

METALLIC BRACKET ROTH-MBT PROCLINIC		
REFERENCES	SEE ANEX 1	
MANUFACTURER	Orthodontic Manufacturer Sia Srl Sede Legale: Via Aristide Leonori,113 - 00147 Roma Uffici e Stabilimento: Zona Ind.le snc - 81050 Rocca d'Evandro (CE) Italy Recapiti: Tel: +39 (0)823 908029 info@siaorthodontics.com - www.siaorthodontics.com	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	One-piece bracket. Features: <ul style="list-style-type: none"> - Made with MIM technology. - Strong mechanical retention guaranteed. - Smooth and rounded contours. - Rhomboid shape - Base torque design. - The shape of the slot reduces the friction of the arch in the slot. 	
COMPOSITION	Stainless Steel (Aisi 300/600 - 316L, 17 - 4Ph).	
PACKAGING	20 units per-bag.	
INTENDED USE	Orthodontics.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	No special storage and transport conditions are required.	

FICHA TÉCNICA

ANEXO 1:

L8420	BRACKET METÁLICO ROTH .018 GANCHO EN 3
L8421	BRACKET METÁLICO ROTH .022 GANCHO EN 3
L8422	BRACKET METÁLICO ROTH .018 GANCHO EN 3,4,5
L8423	BRACKET METÁLICO ROTH .022 GANCHO EN 3,4,5
L8454	BRACKET METÁLICO MBT .018 GANCHO EN 3,4,5
L8455	BRACKET METÁLICO MBT .022 GANCHO EN 3,4,5