

FICHA TÉCNICA

ASPIRADORES PROCLINIC		
REFERENCIAS	0122_ASPIR. TRANSPARENTES 15cm. (100u.) PROC 0122A_ASPIR. AZULES 15cm. (100u.) PROCLINIC 0122L_ASPIR. LILA 15cm. (100u.) PROCLINIC 0122M_ASPIR. AMARILLOS 15cm. (100u.) PROC 0122N_ASPIR. NARANJAS 15cm (100u.) PROC 0122R_ASPIR. ROJO/FUCSIA 15cm. (100u.) PROC 0122V_ASPIR. VERDES 15cm. (100u.) PROCLINIC 0123_ASPIR. OPACOS 15cm. (100u.) PROCLINIC	
FABRICANTE / RESPONSABLE	EURONDA S.P.A. - Via dell'Artigianato, 7 36030 Montecchio Precalcino (Vicenza) Italy t (+39) 0444 656111 - m info@euronda.com	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa según Reglamento 2017/745/UE.	
DESCRIPCIÓN	Los aspiradores de Proclinic no contienen ni ftalatos ni látex. Boquilla extraíble y atraumática, diseñada para no irritar las mucosas. Fácilmente adaptables a cualquier forma.	
ESPECIFICACIÓN	Diámetro: Ø 6,5 mm – Longitud: 15 cm. Colores: transparente, azul, lila, amarillo, naranja, rojo/fucsia, verde blanco/opaco	
COMPOSICIÓN	Fabricados en material totalmente atóxico para la mayor seguridad de sus pacientes y provistos de un alambre interior metálico que los hace flexibles.	
PRESENTACIÓN	BOLSA 100 unidades.	
VIDA ÚTIL	De un solo uso.	
FINALIDAD	Utilizado en odontología para la aspiración de saliva.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Uso profesional. No volver a utilizar, la reutilización puede causar infecciones agudas o crónicas en el paciente. Mantener limpio el ambiente donde se almacena los dispositivos y adoptar un procedimiento correcto de higiene en su manipulación. Compruebe el cierre de la tapa antes del uso.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco y aireado.	

TECHNICAL DATA SHEET

SALIVA EJECTORS PROCLINIC		
REFERENCES	0122 _TRANSPARENT 15cm. (100u.) PROC. 0122A _ASPIR. BLUE 15cm. (100u.) PROCLINIC. 0122L _ASPIR. LILA 15cm. (100u.) PROCLINIC. 0122M _ASPIR. YELLOW 15cm. (100u.) PROC. 0122N _ASPIR. ORANGES 15cm. (100u.) PROC. 0122R _ASPIR. RED/FUCSIA 15cm. (100u.) PROC. 0122V _ASPIR. GREEN 15cm. (100u.) PROCLINIC. 0123 _ASPIR. OPAQUE 15cm. (100u.) PROCLINIC.	
MANUFACTURER	EURONDA S.P.A. - Via dell'Artigianato, 7 36030 Montecchio Precalcino (Vicenza) Italy t (+39) 0444 656111 - m info@euronda.com	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device according to Regulation 2017/745/EU.	
DESCRIPTION	Proclinic aspirators do not contain phthalates or latex. Removable and atraumatic nozzle, designed not to irritate mucous membranes. Easily adaptable to any shape.	
SPECIFICATION	Diameter: Ø 6.5 mm - Length: 15 cm. Colors: transparent, blue, lilac, yellow, orange, red/fuchsia, green/white/opaque.	
COMPOSITION	Manufactured in totally non-toxic material for the safety of your patients and provided with a metallic inner wire that makes them flexible.	
PRESENTATION	BAG 100 units.	
SHELF LIFE	Single use.	
INTENDED USE	Used in dentistry for saliva aspiration.	
SAFETY INFORMATION	Professional use. Do not reuse, reuse may cause acute or chronic infections in the patient. Keep the environment where the devices are stored clean and adopt a correct hygienic handling procedure. Check the closure of the lid before use.	
STORAGE AND TRANSPORT	Store at room temperature in a dry and ventilated place.	