

FICHA TÉCNICA

EXPLORADOR ENDO SILVER DG16		
REFERENCIAS	0528	
FABRICANTE / RESPONSABLE	HU-FRIEDY MFG. CO., LLC 3232 N. Rockwell St. Chicago, IL 60618 - USA	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según el Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Explorador endodóntico #DG16. Características: <ul style="list-style-type: none"> - Resistente a la corrosión. - Durabilidad. - Bordes de corte afilados. - Ángulos consistentes en todos los instrumentos SILVER. - Sondas explorador para endodoncia de doble punta, con un explorador endodóntico y un explorador de conducto. 	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Alambre MP35N (extremos de trabajo), acero inoxidable 303 (mango).	
ENVASE	1 unidad.	
INSTRUCCIONES DE SEGURO	Los dispositivos son reutilizables, y es necesario limpiarlos y esterilizarlos antes de cada uso. Si hay alguna indicación de óxido, el instrumento no debe usarse.	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACION	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. El final de la vida útil de los instrumentos viene determinado por el desgaste y los daños durante el uso, y los instrumentos deben inspeccionarse para detectar defectos durante el proceso de limpieza preliminar.	
FINALIDAD PREVISTA	Explorador endodóntico.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.