

FICHA TÉCNICA

ESPACIADORES ENDODONCIA		
REFERENCIAS	0624: Espaciador N.3 0625: Espaciador N.D11T 0626: Espaciador N.2S 06890: Espaciador N.GP 9241: Espaciador N.D11 9242: Espaciador N.D11TS 9292: Espaciador N.D11S	
FABRICANTE / RESPONSABLE	HU-FRIEDY MFG. CO., LLC 3232 N. Rockwell St. Chicago, IL 60618 - USA	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	- Condensador lateral de endodoncia. - Para compactar el material de obturación durante la condensación lateral.	
ESPECIFICACIÓN	<u>Medidas:</u> 0624: 0,35/23 mm 0625: 0,30/23 mm 0626: 0,40/22mm 06890: 0,25/20mm 9241: 0,40/23mm 9242: 0,20/23mm 9292: 0,35/23mm	
COMPOSICIÓN	MP35N ALAMBRE (extremos de trabajo) y acero inoxidable 303(mango).	
ENVASE	1 unidad.	
INSTRUCCIONES DE SEGURO	Los dispositivos son reutilizables, y es necesario limpiarlos y esterilizarlos antes de cada uso. Si hay alguna indicación de óxido, el instrumento no debe usarse.	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACION	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. El final de la vida útil de los instrumentos viene determinado por el desgaste y los daños durante el uso, y los instrumentos deben inspeccionarse para detectar defectos durante el proceso de limpieza preliminar.	
FINALIDAD PREVISTA	Espaciador endodóntico.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.