


## FICHA TÉCNICA

<b>SONDAS PERIODONTALES</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	0628: SONDA PERIODONTAL CP-11. 0648: SONDA PERIODONTAL CP-11.5B. 0649: SONDA PERIODONTAL CP-12. 9147: SONDA PERIODONTAL CP-8. 9148: SONDA PERIODONTAL CP-15.	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>HU-FRIEDY MFG. CO., LLC</b> 3232 N. Rockwell St. Chicago, IL 60618 - USA	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, según el Reglamento (UE) 2017/745.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Sondas de periodoncia Hu-Friedy con marcas lisas de color negro a diferentes niveles que no desaparecen ni se descaman. Marcas: CP-11: 3-6-8-11 (Punta larga) CP-11.5B: 3.5-5.5-8.5-11.5 (Punta con bola) CP-12: 3-6-9-12 CP-15: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 - Universidad de Carolina del Norte CP-8: 3-6-8-11 (Punta corta)	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Acero inoxidable.	
<b>ENVASE</b>	1 unidad.	
<b>INSTRUCCIONES DE SEGURO</b>	Los dispositivos son reutilizables, y es necesario limpiarlos y esterilizarlos antes de cada uso. Si hay alguna indicación de óxido, el instrumento no debe usarse.	
<b>LIMPIEZA Y ESTERILIZACION</b>	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. El final de la vida útil de los instrumentos viene determinado por el desgaste y los daños durante el uso, y los instrumentos deben inspeccionarse para detectar defectos durante el proceso de limpieza preliminar. Esterilizable en autoclave o calor seco.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Se utilizan para medir la profundidad de las bolsas periodontales, detectar inflamación, sangrado, supuración y cambios en la consistencia de la encía.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

*Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.*