


FICHA TÉCNICA

ESPACIADOR PUNTA N.º 10-40			
REFERENCIA	1558: ESPACIADOR DIGITAL(206) N.20 (21mm) MAIL. 1560: ESPACIADOR DIGITAL(206) N.30 (21mm) MAIL. 1563: ESPACIADOR DIGITAL(206) N.20 (25mm) MAIL. 1565: ESPACIADOR DIGITAL(206) N.30 (25mm) MAIL.		
FABRICANTE / RESPONSABLE	MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING Sàrl Chemin du verger, 3 Ch-1338 Ballaigues , Suiza Tel. +41 21 843 92 92		
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, bajo Directiva 93/42/CEE MDD.		
DESCRIPCIÓN	Espaciadores Digitales. <u>Características:</u> Espaciador manual Para la condensación lateral de la gutapercha.		
ESPECIFICACIÓN	Medida: 21 y 25 mm.		
COMPOSICIÓN	Acero Inoxidable.		
ENVASE	Contiene 4 unidades.		
FINALIDAD PREVISTA	Espaciadores manuales diseñados para la condensación lateral y vertical de la guttapercha.		
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.		

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.