

FICHA TÉCNICA

MATRICES TRANSPARENTES EN ROLLO KERR HAWE		
REFERENCIA	1608: 6MM. 1609: 8MM 1610: 10MM.	
FABRICANTE / RESPONSABLE	KERR HAWE S.A. Via Strecce 4 P.O. BOX 272 - 6934 Suiza	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según el Reglamento (UE) 2017/745 MDR.	
DESCRIPCIÓN	Tira de poliéster en un cómodo dispensador para todos los materiales de obturaciones de piezas anteriores. 0.050 mm de espesor. Características: <ul style="list-style-type: none"> • Exclusiva matriz de color que se presenta como alternativa a la matriz transparente. • El color azul ofrece un mayor contraste con la estructura dental. • Su efecto en el grado de conversión del composite es insignificante. • Constituye una gran ventaja ya que permite un mejor control visual de la aplicación y la manipulación del composite. • La matriz teñida no se decolora al entrar en contacto con el gel de grabado, fijadores y primers. • Un paso adelante que simplifica y acelera el trabajo diario de los dentistas. 	
COMPOSICIÓN	Poliéster.	
ESPECIFICACIONES	Grosor: 0,05 mm Anchura: 6,0 mm Longitud: 15 m	
ENVASE	Envase con un rollo de banda matriz.	
FINALIDAD PREVISTA	Para uso dental. Las bandas de matriz reemplazan una o más paredes ausentes del diente y son ideales para promover el contorno proximal y mantener el punto de contacto, siendo suficientemente rígidas para que no se suelten durante la fijación de la amalgama o la inserción del material restaurador. Envuelven el diente, formando una pared proximal.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Producto exclusivo para uso odontológico por profesionales debidamente capacitados. Producto no estéril. Esterilizar, antes del uso, de acuerdo con el procedimiento estándar.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.