

FICHA TÉCNICA

CUÑAS DE MADERA CON DISPENSADOR KERR		
REFERENCIA	1617	
FABRICANTE	KERRHAWE S.A. Via Strecce 4 6934 Bioggio, Switzerland	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según el Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Las cuñas de madera son productos no estériles de uso dental para colocar en los espacios interdentes. Desechables.	
COMPOSICIÓN	Madera de arce.	
ENVASE	Envases conteniendo: 200 unidades color naranja 100 unidades color blanco 100 unidades color verde 50 unidades color amarillo 25 unidades color azul 25 unidades color rojo	
FINALIDAD PREVISTA	Utilizados por su perfecta adaptación a la morfología interdental en las obturaciones.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Solamente para uso profesional dental. Producto de un solo uso. No estéril.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.