


FICHA TÉCNICA

PRODUCTO	DETARTRINE	
REFERENCIA	1907	
FABRICANTE / RESPONSABLE	SEPTODONT 58, rue du Pont de Créteil 94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex - France Tél. : 33 (0)1 49 76 70 00	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE I Reglamento 2017/745 MDR	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Pasta de profilaxis.	
ESPECIFICACIONES	Se presenta bajo la forma de pastas listas para el uso destinadas a la tartrectomía y al pulimento de los dientes.	
EMBALAJE	BOTE 45 gr.	
CADUCIDAD	Ver embalaje.	
FINALIDAD	Eliminación de la placa dental Reducción de las manchas extrínsecas Alisado del diente y superficies de material de restauración	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Riesgo de alergia al formaldehído.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Guardar entre 5 y 30 °C. Mantener en posición vertical.	
MSDS	No Aplica	

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN	Sílice
INSTRUCCIONES DE USO	Tomar la cantidad necesaria de pasta con una espátula y untar el cepillo circular. Observación: Se puede realizar un enjuague durante o al final de la curación.

- Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.