

FICHA TÉCNICA

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| GATES 140 | |  |
| REFERENCIA | <p>19092: GATES 140, 19 MM, 1. 19093: GATES 140, 19 MM, 2. 19094: GATES 140, 19 MM, 3. 19095: GATES 140, 19 MM, 4. 19096: GATES 140, 19 MM, 5. 19097: GATES 140, 19 MM, 6. 19098: GATES 140, 19 MM, 1-6.</p> | |
| FABRICANTE | <p>FKG Dentaire Sàrl Le Crêt-du-Loche 4, 2322 Le Crêt-du-Loche Suiza</p> | |
| CLASIFICACIÓN | <p>Producto sanitario clase IIa, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, cumpliendo el reglamento 607/2023 (UE), relativo a los nuevos periodos transitorios para la aplicación del reglamento 2017/745 (UE).</p> | |
| DESCRIPCIÓN | <p>Escariador para ampliar y alisar la zona coronaria del conducto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permite un mejor acceso a los instrumentos de conformación. - Limitado a la porción recta de los conductos. - Forma ovalada con punta redondeada para mayor seguridad y bordes de corte afilados. - Velocidad recomendada de 1.200 rpm. - Longitud de 19 mm disponibles en ISO 50, 70, 90, 110, 130 y 150. - El riesgo de perforación es importante en canales curvos o cortando de forma lateral, así que su uso está restringido a partes rectas del canal. | |
| PRESENTACIÓN | <p>6 unidades.</p> | |
| FINALIDAD PREVISTA | <p>Las Gates de FKG son instrumentos indicados para ensanchar y enderezar la parte coronal de los canales, permitiendo así un mejor acceso para los instrumentos de conformación.</p> | |
| ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE | <p>No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.</p> | |