


FICHA TÉCNICA

GELATAMP		
REFERENCIAS	2027	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG Raiffeisenstraße 30 89129 Langenau - Germany T +49 7345 805 0 F +49 7345 805 201 info.de@coltene.com	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase III, Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	La esponja de gelatina Gelatamp con plata coloidal ofrece al dentista un producto eficiente y biocompatible para un tratamiento post-extracción de confianza. La plata coloidal tiene un efecto depósito bactericida. Características: - Promueve la coagulación y la hemostasia. - Apoya la curación. - Previene la infección gracias a su efecto de larga duración antimicrobiano. - Previene la hemorragia post-operativa. - Previene la formación de cavidades secundarias. - Estéril. - Puede cortarse si fuera necesario, para adaptarlos al alvéolo sin comprimirlos.	
ESPECIFICACIÓN	Gelatamp (14 × 7 × 7 mm).	
COMPOSICIÓN	10 mg de Gelatamp contienen: Gelatina endurecida Ph. Eur. 9,5 mg Plata coloidal Ph. Eur. 0,5 mg	
PRESENTACIÓN	El bote contiene 50 tampones.	
VIDA ÚTIL	3 años.	
ESTERILIZACIÓN	Gelatamp es esterilizado por radiación gama. En empaques no dañados y cerrados la esterilidad queda garantizada hasta su primera aplicación. Antes de usar los instrumentos, deseché los envases que estén dañados.	

FICHA TÉCNICA

CONTRAINDICACIÓN	<ul style="list-style-type: none">- Heridas infectadas, purulentas y supurantes, hipersensibilidad a la plata o a la gelatina.- Pueden surgir desajustes reconstitutivos en aplicación inapropiada, sobre todo en áreas alveolares contaminadas
FINALIDAD	Es un hemostático reabsorbible especialmente adecuado para el tratamiento de heridas alveolares y la estabilización de la coagulación.
INSTRUCCIONES DE USO	Ver en las instrucciones del producto.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en un lugar seco el envase deberá guardarse cerrado para proteger el producto de la luz.

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.