

FICHA TÉCNICA

CARIES DETECTOR		
REFERENCIA	2133	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Kuraray Noritake Dental Inc. 1621 Sakazu, Kurashiki Okayama – 710-0801 Japón	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase IIa, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, cumpliendo el reglamento 607/2023 (UE), relativo a los nuevos periodos transitorios para la aplicación del reglamento 2017/745 (UE).	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Tinte de Glisol de Propileno para colorear en segundos la dentina cariosa. El Glicol de Propileno tiñe únicamente el tejido carioso descalcificado. <u>Características:</u> - Solución de color rojo a base de glisol de propileno. - Detecta la dentina cariada no remineralizable. - Asegura la eliminación total de la caries.	
PRESENTACIÓN	Bote 6 ml.	
COMPOSICIÓN	Glisol de propileno.	
FINALIDAD PREVISTA	Tinte de Glisol de Propileno para colorear en segundos la dentina cariosa.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	No requiere condiciones de transportes y almacenamiento especiales.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.