

FICHA TÉCNICA

DETECTOR DE PLACA RONDELL		
REFERENCIA	2288: Azul 98842: Rojo	
FABRICANTE / RESPONSABLE	DIRECTA AB Finvids väg 8-10, Box 723 S-194 27 Upplands Väsby Suecia	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Detector de placa y caries. - Para higiene oral. - Una manera más limpia de aplicar la solución reveladora. - Basta con pintar la superficie del diente con pellets previamente empapados y aparecerá la placa. - Fácil de cepillar. - Sabor suave de menta.	
COMPOSICIÓN	Agua, Glicerina, Eritrosina, Etanol, Brilliant Blue FCF, Aceite de Peppermint, Conservante.	
ENVASE	100 unidades.	
USO PREVISTO	Uso profesional dental. Detector de placa y caries que se usa para la higiene oral.	
ALMACENAMIENTO	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.