

FICHA TÉCNICA

BROCHA LIMPIAFRESAS NYLON 9873		
REFERENCIAS	24698	
RESPONSABLE	ESPECIALIDADES DENTALES KALMA	
FABRICANTE	KOMET	
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> -Brocha limpiafresas con mango esterilizable de metal con cepillo de nylon que puede reemplazarse. - Para la limpieza y el cuidado de fresas de cerámica y tungsteno. 	
PRESENTACIÓN	1 unidad.	
COMPOSICIÓN	Mango metálico con cepillo de nylon.	
FINALIDAD PREVISTA	Para la limpieza y el mantenimiento de instrumentos rotativos de cerámica.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No precisa condiciones especiales de transporte y almacenamiento.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.