



FICHA TÉCNICA

REPUESTO GALGA DE GEORGE		
REFERENCIAS	<p>24720: REPUESTO 2MM GRIS PEQUEÑO.</p> <p>24721: REPUESTO 5MM BLANCO GRANDE.</p> <p>24722: REPUESTO 5MM BLANCO PEQUEÑO.</p>	
FABRICANTE	<p>SCHEU-DENTAL GmbH Am Burgberg 20, 58642 Iserlohn Alemania</p>	
CLASIFICACIÓN	<p>Producto Sanitario Clase I, reglamento (UE) 2017/745 MDR.</p>	
DESCRIPCIÓN	<p>Repuesto Galga de George</p> <p><u>Características:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Para registro de oclusión en ronquidoterapia y ortodoncia. - El registro de mordida se preajusta con horquillas de mordida de 2 o 5 mm. - El cuerpo del registro de mordida es reutilizable y puede esterilizarse en autoclave. 	
ENVASE	<p>10 unidades.</p>	
ESTERILIZACIÓN	<p>Puede esterilizarse en un autoclave a 121°C. Utilice un programa suave para material termolábil. Tenga en cuenta que la horquilla de mordida 8 es de un solo uso.</p>	
FINALIDAD PREVISTA	<p>Para un registro de oclusión simple y preciso en ortodoncia y terapias del ronquido.</p>	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	<p>No precisa condiciones especiales de transporte y almacenamiento.</p>	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.

DATI TECNICI

SOSTITUZIONE DEL CALIBRO DI GEORGE		
RIFERIMENTI	<p>24720: RICAMBIO 2MM GRIGIO PICCOLO.</p> <p>24721: RICAMBIO 5MM BIANCO GRANDE.</p> <p>24722: REPUESTO 5MM BIANCO PICCOLO.</p>	
PRODUTTORE	<p>SCHEU-DENTAL GmbHAm Burgberg 20, 58642 Iserlohn Alemania</p>	
CLASSIFICAZIONE	<p>Prodotto Sanitario Classe I, Regolamento (UE) 2017/745 MDR.</p>	
DESCRIZIONE	<p>Sostituzione dell'indicatore George</p> <p><u>Caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Per la registrazione dell'occlusione nella terapia antirussamento e nell'ortodonzia. - La registrazione del morso è pre-regolata con forcelle da 2 o 5 mm. - Il corpo di registrazione del morso è riutilizzabile e può essere sterilizzato in autoclave. 	
IMBALLAGGIO	<p>10 unità.</p>	
STERILIZZAZIONE	<p>Può essere sterilizzato in autoclave a 121°C. Utilizzare un programma delicato per il materiale termolabile. Si prega di notare che la forcella 8 è monouso.</p>	
USO PREVISTO	<p>Per una registrazione semplice e accurata dell'occlusione in ortodonzia e nella terapia antirussamento.</p>	
STOCCAGGIO E TRASPORTO	<p>Non sono richieste particolari condizioni di trasporto e stoccaggio .</p>	

Scheda Tecnica emessa dall'Ufficio Tecnico del Distributore, a causa della mancata emissione da parte del Fabbricante stesso. Il Distributore non è responsabile dell'inesattezza del contenuto di questa Scheda Tecnica, così come di eventuali danni che possono essere causati dal prodotto, legalmente imputabili al Fabbricante.