


## FICHA TÉCNICA

<b>PUNTAS PAPEL PROTAPER NEXT</b>		
<b>REFERENCIA</b>	<p>33178 PUNTAS PAPEL PROTAPER NEXT X2 (180u.)</p> <p>33179 PUNTAS PAPEL PROTAPER NEXT X3 (180u.)</p> <p>33180 PUNTAS PAPEL PROTAPER NEXT X2-X3 (180u.)</p> <p>33181 PUNTAS PAPEL PROTAPER NEXT X4-X5 (180u.)</p>	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<p><b>Maillefer Instruments Holding Sàrl</b> Address of the site: Chemin du Verger 3, CH-1338 Ballaigues, Switzerland</p>	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	<p>Producto Sanitario Clase IIa, bajo reglamento (UE) 2017/745 MDR.</p>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>Puntas de papel para la principal innovación de Protaper Next: sección del instrumento, rectangular y descentrada. Genera un movimiento 'serpenteante' en el interior del conducto radicular. Además, el material M-WIRE NiTi, otorga a la lima más flexibilidad, así como una mayor resistencia a la fatiga cíclica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preesterilizado para mayor comodidad</li> <li>- Codificado por colores para un fácil reconocimiento</li> <li>- El tamaño del empaque se ajusta a su necesidad promedio de un tratamiento de canal</li> </ul>	
<b>COMPOSICIÓN</b>	<p>Papel absorbente de alta calidad.</p>	
<b>ENVASE</b>	<p>Contiene 180 unidades.</p>	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	<p>Puntas de papel para Endodoncia. Diseñadas para las terapias de los conductos radiculares.</p>	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	<p>No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.</p>	

*Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.*