

FICHA TÉCNICA

PROTAPER NEXT CONFORM FIT GUTTAPERCHA X2/X3		
REFERENCIA	33280 PROTAP.NEXT CONF.FIT GUTTAP.POINT X2 60u. 33281 PROTAP.NEXT CONF.FIT GUTTAP.POINT X3 60u. 33282 PROTAP.NEXT CONF.FIT GUTTAP.SU.X2/X3 60u. 33283 PROTAP.NEXT CONF.FIT GUTTAP.SU.X4/X5 60u.	
FABRICANTE / RESPONSABLE	MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING Sàrl Chemin du verger, 3 Ch-1338 Ballaigues, Suiza Tel. +41 21 843 92 92	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, según el Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Guttapercha que incorpora la tecnología Conform Fit para un ajuste y una fluidez mejorados. Características: -Las ventajas de la Guttapercha Conform Fit incluyen un ajuste preciso a cada sistema que el profesional notará, una fluidez mejorada gracias a la guttapercha micronizada que transmite el calor hasta 4 mm. -Libre de látex para una mayor seguridad para el paciente y un mayor respeto hacia el medio ambiente. -Una solución total simplificada gracias a una conicidad y longitud precisas que se ajusta al canal conformado para una mayor eficiencia y confianza en el tratamiento.	
COMPOSICIÓN	El producto se compone únicamente de un cono de material termoplástico principalmente de poliisopreno (gutapercha sintética) y óxido de zinc.	
ENVASE	Contiene 60 unidades.	
VIDA ÚTIL	3 a 5 años a partir de la fecha de fabricación.	
FINALIDAD PREVISTA	Es rellenar el espacio del conducto radicular modelado, limpiado e irrigado.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.