


FICHA TÉCNICA

SURGITIP		
REFERENCIAS	4185: Surgitp 20 unidades. 41851: Surgitp 100 unidades.	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG Raiffeisenstraße 30 89129 Langenau - Germany T +49 7345 805 0 F +49 7345 805 201 info.de@coltene.com	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, según reglamento 2017/745 MDR.	
DESCRIPCIÓN	Permiten una aspiración precisa en cirugía y endodoncia. Características: <ul style="list-style-type: none"> • Cánula de aplicación quirúrgica. • Con punta fina, la cánula quirúrgica permite una aspiración óptima y segura durante las intervenciones quirúrgicas. • Estériles y desechables. 	
ESPECIFICACIÓN	Apertura de la punta 4,9 mm y en cono instalado de tan sólo 2,8 mm. 20 cm de longitud.	
COMPOSICIÓN	Consta de un tubo de PVC y una punta compuesta por una pieza de conexión, tres elementos esféricos y una Canal Tip. Los componentes de la punta están fabricados de polipropileno.	
PRESENTACIÓN	41851: 100 cánulas envasadas individualmente + 1 adaptador. 4185: 20 cánulas envasadas individualmente + 1 adaptador.	
FINALIDAD PREVISTA	Surgitip ha sido especialmente diseñado para su uso en cirugía general oral.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.