

FICHA TÉCNICA

CUBETA DE DESINFECCIÓN		
REFERENCIAS	41940	
FABRICANTE / RESPONSABLE	LARIDENT SRL Via Lamaneigra 12R (Ponte Rimassa) 16030 Tribogna (Gemova) – Italia Tel +39 0185 939481 – Fax +39 0185 938595 info@larident.it – www.larident.it	
CLASIFICACIÓN	Producto No Sanitario (Clase consumo).	
DESCRIPCIÓN	Cubeta de desinfección. <u>Características:</u> Autoclavable a ciclos bajos (121°). Resistente a todos los esterilizadores químicos.	
ESPECIFICACIÓN	Cubeta con capacidad de 3 litros de desinfectante. La cesta de plástico agujereada que se puede subir garantiza que los instrumentos dentales se sequen correctamente. Medidas: cm 33x26 h14 Tamaño de la cesta, internamente: cm 27x17,50	
COMPOSICIÓN	Polipropileno cargado con carbonato cálcico (polvo de mármol).	
PRESENTACIÓN	1 unidad.	
FINALIDAD PREVISTA	Caja para la desinfección en frío de instrumentos dentales.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.