

FICHA TÉCNICA

MICROBRUSH APLICADORES		
REFERENCIA	4445: MICROBRUSH APLICADOR BOLITA NORMAL. 44452: MICROBRUSH APLICADOR BOLITA FINO. 5983: MICROBRUSH APLICADOR SUPER FINO.	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Young Microbrush LLC 1376 Cheyenne Ave. Grafton, WI 53024 USA	
CLASIFICACIÓN	Producto sanitario clase I, Reglamento 2017/745 (EU).	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicador de bolita de fibras no absorbentes y que no se deshilachan. - Los líquidos son retenidos en forma de una pequeña gota entre las fibras hasta su aplicación. - Microbrush Plus: mango más largo y grueso para una mejor sujeción. - Microbrush puede doblarse fácilmente por su cuello para llegar a cualquier lugar. <p><u>VENTAJAS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuello flexible que facilita la colocación del material en zonas de difícil alcance. - Las fibras no absorbentes, sin hilos pueden suspender porciones de solución tan pequeñas como 1/8 de gota sin desperdiciar el material. - Se dispone de varios colores para identificar procedimientos con diferentes etapas. 	
ESPECIFICACIONES	<p><u>3 Tamaños de cabezal de precisión:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tamaño Normal (2.0mm) - Tamaño Fino (1.5mm) - Tamaño Superfino (1.0mm) <p><u>Colores:</u></p> Tamaño Normal: Azul, Verde, Color Melocotón, Púrpura <ul style="list-style-type: none"> - Tamaño Fino: Rosa, Amarillo - Tamaño Superfino: Blanco 	
COMPOSICIÓN	Puntas de fibra no absorbentes.	
PRESENTACIÓN	400 aplicadores, cuatro tubos de 100 aplicadores cada uno.	
FINALIDAD	Para aplicar selladores, agentes adhesivos, grabadores, revestimientos de cavidades y soluciones reveladoras en casi cualquier procedimiento dental restaurativo.	

FICHA TÉCNICA

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.
---	--

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.