


## FICHA TÉCNICA

<b>PUNTAS APLICADORAS ETCHING GEL ANA</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	45727	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>Directa AB</b> Finvids väg 8, SE-194 27 Upplands Väsby, Suecia Tel: +46 8 506 505 75 <a href="mailto:info@directadental.com">info@directadental.com</a>	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, Bajo reglamento (UE) 2017/745 MDR.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Tips de mezcla para las jeringas Ana Etching Gel, un ácido grabador del esmalte y la dentina con un 37% de ácido fosfórico. <u>Características:</u> - Su textura es perfecta para cualquier método de grabado, lo que permite utilizarlo fácilmente para técnicas de grabado sólo de esmalte o total. - ANA Etching Gel se mantiene en su sitio sin colapsarse, y la viscosidad ideal del producto, en combinación con el color azul, permite una colocación muy precisa. - La aguja fina y flexible permite una aplicación precisa, y la excelente consistencia permite que el gel se aclare fácil y rápidamente, sin dejar ácido fosfórico en la cavidad.	
<b>ENVASE</b>	100 unidades.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Para facilitar una aplicación precisa y controlada del gel de grabado en procedimientos odontológicos.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

*Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.*