

## F I C H A T É C N I C A

<b>EXCAVADOR PARA DENTINA</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	<p>46263: Excavador dentina N.0  46264: Excavador dentina N.4  59754: Excavador dentina N.1  59755: Excavador dentina N.2  59756: Excavador dentina N.3</p>	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<p><b>ASA DENTAL SPA</b>  Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO  LUCCA - ITALY (IT)</p>	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	<p>Producto Sanitario Clase I, conforme el Reglamento (UE) 2017/745 relativo a productos sanitarios.</p>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>Instrumento indicado para la eliminación de la dentina infectada y el tejido cariado. No estériles.</p>	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<p>Tamaño parte activa (largo/ancho):  <b>N.0:</b> 2,0/0,8 mm      <b>N.1:</b> 2,0/1,2 mm  <b>N.2:</b> 2,0/1,4 mm      <b>N.3:</b> 3,0/1,6 mm  <b>N.4:</b> 3,5/2,0 mm</p>	
<b>COMPOSICIÓN</b>	<p>Acero inoxidable adecuado para instrumentos ortopédicos, quirúrgicos y dentales, según definido en la normativa UNI EN ISO 7153-1 "Instrumentos quirúrgicos – Metales/Acero inoxidable".</p>	
<b>ENVASE</b>	<p>1 unidad.</p>	
<b>CADUCIDAD</b>	<p>N.A. Las propiedades, la función o uso no se ven afectadas de forma automática si se almacena y utiliza correctamente.</p>	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	<p>Destinados a ser utilizados durante los procedimientos llevados a cabo en las clínicas dentales por el personal cualificado. Cada uno de los instrumentos tiene la finalidad específica según su morfología, a utilizar por el especialista.</p>	
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	<p>Los dispositivos son reutilizables, sin embargo, es necesaria la limpieza y esterilización antes de cada uso. Si existe algún indicio de óxido, el instrumento no debe utilizarse.</p>	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	<p>No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.</p>	