



FICHA TÉCNICA

CINTA MATRIZ METÁLICA BESTDENT		
REFERENCIAS	4997: 0,05x5 mm (3 m). 4998: 0,05x6 mm (3 m). 4999: 0,05x7 mm (3 m).	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, Reglamento (UE) 2017/745 MDR.	
DESCRIPCIÓN	Cintas matriz de acero inoxidable de 0,05 mm de grosor.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable	
ESPECIFICACIONES	Grosor: 0,05 mm Anchura: 5, 6, 7 mm Longitud: 3 m	
ENVASE	Envase con un rollo de cinta matriz.	
FINALIDAD PREVISTA	Para uso dental. Dispositivo mecánico con el fin de conferir al material restaurador la anatomía natural del diente, además de proteger de los dientes adyacentes durante los procedimientos de preparación, acondicionamiento ácido y aplicación del adhesivo.	
INSTRUCCIONES DE USO	<ul style="list-style-type: none"> - Rodear el diente con la banda matriz para reemplazar la pared ausente. - Aplicar la amalgama o resina dental y extraer la banda matriz. 	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Producto exclusivo para uso odontológico por profesionales debidamente capacitados. Producto no estéril. Esterilizar, antes del uso, de acuerdo con el procedimiento estándar.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT METALLIC MATRIX STRIPS		
REFERENCES	4997: 0,05x5 mm (3 m). 4998: 0,05x6 mm (3 m). 4999: 0,05x7 mm (3 m).	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, Regulation (UE) 2017/745 MDR.	
DESCRIPTION	Stainless Steel matrix strips of 0,05 mm.	
COMPOSITION	Stainless Steel.	
SPECIFICACIONES	Thickness: 0,05 mm Width: 5, 6, 7 mm Length: 3 m	
PACKAGING	Package with one matrix strip.	
INTENDED USE	Dental use. Mechanical device with the purpose of giving the restorative material the natural anatomy of the tooth, besides protecting the adjacent teeth during the procedures of preparation, acid conditioning and application of the adhesive.	
INSTRUCTIONS FOR USE	<ul style="list-style-type: none"> - Wrap the tooth with the band matrix to replace the missing wall. - Apply the amalgam or dental resin and remove the band matrix. 	
SAFETY INFORMATION	Only dental surgeons should use this product because they have necessary skills for the proper use. Non sterile product. Sterilize before use, according to the standard procedure.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	It does not require special storage and transportation conditions.	