



## FICHA TÉCNICA

<b>KIT ACABADO COMPOSITE TOPGLOSS</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	<b>51511</b>	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>EDENTA ETABLISSEMENT</b> Industriestrasse 13 LI-9486 Schaanwald	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitaria Clase IIa, Directiva 93/42/CEE.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Kit de pulido para composites. Después de la polimerización se elimina el composite excedente con instrumentos para acabado de carburo de tungsteno. Posteriormente pulido y abrigantado con pulidores de grano diamantado TopGloss.	
<b>ESPECIFICACIÓN</b>	Medidas:  	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Fresas laminadas de tungsteno variadas + pulidores diamantados Topgloss.	
<b>PRESENTACIÓN</b>	6 pulidores amarillos (2x punta grande, 2x copa grande, 1x punta pequeña, 1 x disco) + 6 fresas de tungsteno de acabado (2x TC48LUF.314.012, 2x TC379F.314.023, TC390.314.018, TC135UF.314.014	
<b>FINALIDAD</b>	Para proporcionar un brillo duradero y un acabado suave en los composites, mejorando la estética y la durabilidad de las restauraciones.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

*Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.*